

Bracing, orthopédie, traumato & revalidation



Contenu

1. Tête		4	
2. Cou		5	
3. Tronc		8	
4. Membres inférieurs		12	
Pied Cheville Genou	12 17 24		
Hanche	31		
5. Membres supérieurs		33	
Doigt/Main Poignet Coude Bras/Épaule	33 35 39 41		

ATOForm casque crânien



Casque de protection léger qui possède des bonnes capacités d'atténuation des chocs. La doublure intérieure en jersey assure une bonne régulation de l'humidité. L'extérieur est composé d'un revêtement solide. De plus, la sangle de menton réglable fourni un bon maintien. Ce casque de protection est disponible en bleu, rouge et brun. Lavable à 30 °C

Accessoires

- Protection pour le menton
- Fermeture FixLock
- Fermeture Velcro

Taille

circonférence de la tête 42cm - 62cm

Ribcap casquette baseball



Protection crânienne pour différents troubles neurologiques tels que l'épilepsie, l'autisme, la paralysie cérébrale, ...

Caractéristiques:

- Protection supplémentaire
- Arrière amovible
- Velcro doux pour un confort optimal
- Sangles de menton améliorées

Taille (en cm)
Ø 50-55 (bleu)
Ø 53-58*
Ø 59-65*

^{*} Disponible en gris, rouge et bleu

Ribcap casquette baseball CHIN STRAP*





COLLIER CERVICAL SOUPLE

Necky 50C20





Indications

- Traitement de suite du coup du lapin ou whiplash
- Blessures aiguës au cou
- Arthrose cervicale mineure

Taille (en cm)	Circonférence	Hauteur
S	37-47	8
M	37-47	10
L	37-47	12

Push Care

Orliman C1



Indications

- Traitement de suite du coup du lapin ou whiplash
- Blessures aiguës au cou
- Arthrose cervicale mineure

Taille (en cm)	Circonférence	Hauteur
1	30-34	7,5 ; 9,5 et 10,5
2	35-39	7,5 ; 9,5 et 10,5
3	40-44	7,5 ; 9,5 et 10,5
4	45-50	7,5 ; 9,5 et 10,5

Indications

- Traitement de suite du coup du lapin ou whiplash
- Blessures aiguës au cou
- Arthrose cervicale mineure

Taille (en cm)	Circonférence	Hauteur
1	27-36	8 ou 10
2	36-46	8 ou 10

Ortel C1



Indications

- Cou raide
- Distorsion cervicale
- Arthrose cervicale mineure

Taille (en cm)	Circoférence	Hauteur
1	28-33	7,5 ; 9 et 11
2	34-39	7,5 ; 9 et 11
3	40-46	7,5 ; 9 et 11

COLLIER CERVICAL RAIDS

Push Med



- Traitement de suite du coup du lapin ou whiplash
- Blessures aiguës au cou
- Phase postopératoire après une chirurgie des vertèbres cervicales
- Hernie cervicale
- Arthrose cervicale (avec syndrome pseudo-radiculaire)

Taille (en cm)	Circonférence	Hauteur
1	27-36	8 ou 10
2	36-46	8 ou 10

COLLIER CERVICAL RAIDE

Smartspine universal





Indications

- Syndrome de douleur aiguë au niveau des vertèbres cervicales
- Sténose de la vertèbre cervicale
- Whiplashtraumatisme

Taille universelle

Philadelphia adjustable



Indications

- Arthritis
- Entorse cervicale
- Coup du lapin cervical
- Hernie discale

Taille universelle



Vista Collar



Indications

- Post-trauma / Post-op
- Spondylite / Spondylosis
- Arthrite rhumatoïde et arthrose
- Fracture stabilisée
- Hernie
- ALS

Taille universelle

CTO 4 Vista



Indications

- Affection cervical basse
- Instabilité de niveau 1
- Fracture cervicale
- Fracture du processus épineux

Taille universelle

S.O.M.I.



Indications

- Syndrome cervical sévère
- Arthrose cervicale et ostéochondrose sévère
- Fracture de la colonne cervicale
- Subluxation, spondylite, tumeur

large small

[cou]

HALO BRACE

Fourni par l'hôpital



Indications

- Fracture cervicale
- (Sub)luxation spinale

SYSTÈME DE TRACTION VERTICALE

Onhtrac



Indications

- Post-trauma
- Douleurs rhumatismales
- Syndrome cervical léger
- Arthrose

Taille universelle

LSO

Lumbo Direxa 50R50





Caractéristiques

Cette orthèse dorsale stabilise la partie basse de la colonne lombaire et la soutient à l'aide de quatre supports stabilisateurs en plastique réglables. La rigidité et le maintien de l'orthèse peuvent être contrôlées à l'aide de sangles élastiques. Deux versions disponibles : droite (50R50) ou montée (50R51). Léger et discret, il peut être porté sous les vêtements.

Indication

- Légères combalgies
- Charge sacro-iliaque
- Soutien lombaire faible

Taille (en cm)	S	M	L	XL	XXL
Circonférence du bassin	70-80	80-90	90-100	100-110	110-120

Lumbar Support





Caractéristiques

Cette ceinture de soutient lombaire possède un design simple, élégant et dispose des éléments basiques nécessaires afin d'atténuer efficacement la douleur.

Indications

- Lombalgies légères
- Gêne sacro-illiaque
- Faible soutien lombaire

Taille (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
Circonférence du bassin	53-64	66-79	79-91	91-107	104-122	117-132

Lumbo Tristep



- Immobilisation post-opératoire
- Correction de lordose post-opératoire
- Sténose spinale
- Spondylolyse
- Spondylolisthésis
- Fracture stable du corps vertébral
- Hernie discale

Taille (en cm)	Circonférence du bassin
S	65-80
М	80-100
L	100-125



TRONC

Softec Lumbo short/long





Caractéristiques

L'orthèse lombaire se compose d'une demi en plastique de forme anatomique, de 2 barres et de 2 baleines. Le corset est fabriqué dans un tissu élastique et respirant. Ils peuvent être combinés différemment pour évoluer avec le patient.

Indications

- Spondylolyse/spondylolisthésis
- Fractures (syndrome lombaire)
- Tumeurs (métastases)
- Dégénérescence ou insuffisance musculaire de la colonne vertébrale
- Syndrome des facettes
- Discectomie
- Conservateur après un prolapsus
- Spondylodèse
- Sténoses de la colonne lombaire

Taille (en cm)	1	2	3	4
Circonférence du bassin	75-90	90-105	105-120	120-135

Secutec Dorso



Indications

- Spondylolyse/spondylolisthese
- Discectomie
- Traitement conservateur après prolapsus
- Ostéoporose
- Dégénération ou insuffisance musculaire de la colonne
- Stabilisation lombaire après opération

Taille (en cm)	1	2	3	4	5	6
Circonférence du corps	75-85	85-95	95-105	105-115	115-125	125-135

BOB corset



Indications

- Tassement vertebral
- Discopathie
- Lombalgies sévères
- Spinale stenose

Taille selon la prise de mesure individuelle via iVIGO

[TRONC]

TLSO

50R231 smartspine



Caractéristiques

Cette orthèse de la colonne thoracique avec un système de sangles, provoque une extension de la colonne thoracique et active la stabilisation musculaire. L'utilisation de rembourrages souples et le système de poulie à une main, garantissent un confort et un ajustement optimal.

Indications

- Douleur dorsale thoracique
- Cyphose thoracique sans vertèbres soudées
- La maladie de Scheuermann
- Fractures de compression thoracique stables sans anomalie neurologique
- Modifications dégénératives de la colonne thoracique
- Syndrome des facettes thoraciques
- Ostéochondrose de la colonne thoracique
- Ostéoporose
- Fractures ostéoporotiques dans la zone de la colonne thoracique/limbique

Taille (en cm) prise de mesure à 2 cm au-dessus de la crête de la hanche	S	M	L	XL
Circonférence du corps	76,0-89,0	80,0-101,5	101,5-114,5	114,5-127,0

Spinomed V



Indications

- Ostéoporose
- Correction de lordose post-opératoire
- Sténose spinale
- Spondylolyse
- Spondylolisthésis
- Fracture stable du corps vertébral
- Hernie discale

Taille (en cm)	Longueur du dos
XS	jusque 42
S	41-48
М	47-54
L	53-60
XL	59-66
XXL	65-72

VIGO Modular Short Korset



Caractéristiques

La structure en aluminium réglable assure un bon maintient anatomique. Les pelotes articullés en haut et en bas offrent un confort supplémentaire. La tension du corset peut être facilement ajustée au moyen de la fermeture. Les pelotes latérales permettent également un soutient latéral supplémentaire.

- Maladie de Scheuermann
- Immobilisation post-opératoire
- Cyphose lombaire
- Fracture, tassement

Taille (en cm)	S	M	L	XL
Circonférence de hanche	70-75	75-90	90-105	105-115
Hauteur sternum-symphyse	36-40	39-43	42-49	45-52





[TRONC]

VIGO chemisette de corset







- 1. Chemisette extra long, avec manches **Taille** 98, 110, 128, 140, 146, 152, 164
- 2. Chemisette avec bretelles spaghettis & rabat pour les aisselles Taille 98, 110, 128, 140,152, 164
- 3. Chemisette sans maches mais avec rabat pour les aisselles **Taille** 110, 128, 140, 152



Talonnettes Silicones





Caractéristiques

Ces talonnettes sont composées de silicone de haute qualité, permettant l'absorption des chocs et la répartition des pressions. La conception anatomique assure un ajustement parfait.

Indications

- Arthrose des articulations de la jambe
- Tendinite du tendon d'Achille
- Maladie de Haglund
- Pour compenser une différence de longueur de jambe jusqu'à 1cm (ne portez qu'une talonnette)
- Problèmes d'absorption de chocs

Taille G + D	Pointure
small	jusque 38
medium	39 - 42
large	43-46

APPAREILS POUR HALLUX VALGUS

Valguloc



Indication

 Hallux Valgus (traitement conservateur/ post-opératoire)

Taille	Pointure
1	34-36
2	37-40
3	41-46

Toe Alignment splint







Indicatie

 Hallux Valgus (traitement conservateur/ post-opératoire)

Taille universelle

Silipod digitube plus



Caractéristiques Silicone avec ou sans tricot

Indications

Protection des phalanges

Silopad Digital Cap



Caractéristiques

Silicone avec ou sans tricot

Indications

Protection des phalanges





CHAUSSURES DE DÉCHARGE

Medical Surgical neutre



Taille	Homme	Femme
S	39-41	34-36,5
М	41,5-43	37-38,5
L	43,5-45	39-41
XL	45-48	/

Enkel Optima Post-op



Indications

- Post-op après chirurgie de Hallux Valgus
- Opération de tarse
- Fracture de stress

Taille	Pointure
S	34-36
М	37-39
L	40-42
XL	43-45
XXL	46-48

Chaussure de décharge de l'avant-pied Podapro



Indications

- Post-op
- Trauma à l'avant-pied
- Blessures à l'avant-pied
- Déchargement de l'avant-pied

Chaussure	de	décharge	de	l'arrière	-pied



Indications

Post-op

Comfort Shoe High top (modèle haut)

- Trauma au talon
- blessure au talon

	Pointure			
XS	33,5-37			
S	37,5-39,5			
М	40-41,5			
L	42-44			
XL	44,5-47			

Pointure XS ≤ 37 S 37-39 Μ 39-42 42-44 L XL > 44

Comfort Shoe Low top (modèle bas)



Taille 36 > 46

Ces pantoufles sont des chaussures sans pression, réglables avec une semelle amovible pour offrir un confort de marche à chaque pied. Ces chaussures sont destinées aux personnes qui ont des problèmes de sensibilité de la peau et ulcères

au niveau des pieds. Ces chaussures conviennent également pendant la période de récupération après des amputations partielles, des dommages traumatiques ou des opérations au pied.



Taille 36 > 46

Chaussures de plâtre



Cette chaussure est facilement amovible et peut être utilisée avec tout type de plâtre de marche.

- Universelle
- Droit ou gauche

	Pointure
S	35-38
М	39-41
L	42-43
XL	44-47



RELEVEUR DU PIED

Podalib



Caractéristiques

Cette orthèse est constituée d'un matériau respirant, flexible et durable. La sangle élastique peut être fixée à la chaussure à l'aide d'un crochet métallique, Les boucles permettent de régler la tension en fonction du degré de flexion souhaité du pied. La manchette de cheville est de forme anatomique. La manchette anatomique de la cheville offre soutien, confort et protection au niveau de la cheville.

Indications

- Parésie flasque des releveurs de pied
- Correction du pied valgus/varus
- Léger pied tombant

Taille (en cm)	XS	S	M	L
Circonférence de cheville	13-19	13-20	21-27	28-34

Malleo Neurexa Pro 28u50



Indications

L'attelle peut être utilisée en cas de dorsiflexion affaiblie, en particulier en cas de supination aiguë du pied due à une spasticité, par exemple à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'un traumatisme cérébral, en cas de sclérose en plaques, d'atrophie des muscles spinaux ou de paralysie péronière isolée.

Taille G ou D	1	2	3	4
Pointure	35-37	37-39	39-41	41-44

Peroneus orthese 28u90



Caractéristiques

Ces orthèses limitent la flexion plantaire et empêchent ainsi le pied de tomber. L'orthèse, en polypropylène ou en plastique polyéthylène, est sur la base de la les matériaux recommandés et leur construction pour la prise en charge temporaire des patients dont le pied est faiblement soulevé et qui n'ont pas besoin de rebondissement dynamique.

- Pied de chute
- Parésie / levées de pied paralysées

Taille G ou D	1	2	3	4	5
Pointure	35-37	37-39	39-41	41-44	44-47

Maramed



Caractéristiques

Cette orthèse faite d'homopolypropylène incassable, est thermoformé et reste, si nécessaire, adaptable à l'anatomie du patient.

Indications

- Pied tombant
- Paresse / paralysie des releveurs de pied

Push AFO



Indications

- Contrôle réduit des releveurs de pied pendant la phase d'oscillation et la mise en charge
- Affections qui peuvent entrainer la défaillance des releveurs de pied; AVC, hernie, MS, distrophie musculaire, lésion de la moelle épinière

Taille (en cm)	Circonférence
1	27-31
2	31-34
3	34-40



Carbon Klenzach



Caractéristiques

Ce releveur de pied s'intègre dans une chaussure. Il est en carbone léger et possède une articulation dynamique réglable.

Indications

• Pied légèrement tombant

Taille selon mesure individuelles via iVIGO

VIGO Carbon Dynamic



Indications

- Pied tombant avec légère instabilité de la cheville
- Détermination de l'angle réglable
- Réglage dynamique possible

Taille selon mesure individuelles via iVIGO

Walk-on









REACTION



Indications

- Flexion dorsale releveur affaiblie avec spasticité légère à modérée.
- Le WalkOn est adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur par des utilisateurs ne présentant aucune ou seulement une légère restriction motrice de l'articulation du genou, avec éventuellement une légère instabilité de l'articulation de la cheville.
- Après un accident vasculaire cérébral, en cas de traumatisme crânien, de sclérose en plaques, d'atrophie neuromusculaire ou de paralysie du péronier.

Pointure	Hauteur
36-39	35
39-42	36
42-45	37
45-48	39

Toe OFF



Indications

- Pied tombant avec légère instabilité de la cheville
- Contrôle du genou insuffisant
- Insuffisance proprioceptive
- Spasticité faible à modérée

Homme	Pointure	Hauteur
XS	32-35	36
S	35-38	38
M	38-42	40,5
L	42-45	43
XL	45-47	43

Blue Rocker



- Pied tombant avec légère instabilité de la cheville
- Contrôle du genou insuffisant
- Insuffisance proprioceptive
- Spasticité faible à modérée

Homme	Pointure	Hauteur
XS	32-35	36
S	35-38	38
М	38-42	40,5
L	42-45	43
XL	45-47	43



ATTELLES DE CHEVILLE

Malleo Sensa 50S5



Caractéristiques



La technique de tricotage tridimensionnel assure une répartition uniforme de la pression. Les coussinets en silicone dans la zone du tendon d'Achille et du talon offrent une bonne protection et un effet de massage, améliorant la circulation et soulageant la douleur. Le design anatomique assure un ajustement optimal grâce à la fabrication avec la technologie de soudage à haute fréquence.

Indications

- Instabilité de la cheville après une entorse
- Arthrose de la cheville
- Tendomyopathie
- Douleurs articulaires

Taille G ou D (en cm)	1	2	3	4	5	6
Tour de cheville	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27	27-29

Achillo Sensa 50S6



Caractéristiques

Le tissu tridimensionnel tricoté à plat offre un ajustement anatomique optimal et un confort d'utilisation. Les coussinets intégrés en silicone de forme anatomique offrent une bonne protection et un effet de massage, améliorant la circulation, assurant la stabilité et soulageant la douleur.

Indications

- Tendinite d'Achille
- Traitement ultérieur Rupture du tendon d'Achille
- Tendomyopathie

Taille (en cm)	1	2	3	4	5
Tour de cheville	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27

Malleo Sprint



Caractéristiques

Orthèse en matériau élastique renforcée par des renforts (latérale et médiale), rembourrée avec un matériau souple. Les sangles supplémentaires servent à maintenir le pied/la cheville stable. La conception anatomique assure un ajustement optimal.

- Lésion capsulaire / ligamentaire
- Instabilité chronique
- Arthrite
- Tendinite
- Distorsio

Taille G ou D	S	M	L
Pointure	35-38	39-43	44-47



Stabilizing Speed Pro Ankle



Caractéristiques

Cette chevillère se compose de 2 sangles non élastiques et des côtés renforcés. Une sangle croisée non élastique entoure la cheville et les supports médiaux et latéraux amovibles assurent une stabilité supplémentaire.



Indications

• Traitement et prévention des blessures des ligaments internes et/ou externes de la cheville

Taille (en cm)	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Circonférence cheville (diagonale en travers du talon)	23 - 25	25 - 28	28 - 30	30 - 33	33 - 36	36 - 38	38 - 41	41 - 43

Push Aequi Flex



Indications

- Lésions aigues des ligaments latéraux
- Traitement des fractures de la cheville suite à un traitement opératoire ou conservateur
- Instabilité (résiduelle) sévère
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire des lésions des ligaments de la cheville

Taille (en cm)	Circonférence
1	27-31
2	31-34
3	34-40



Go On



Indications

- Syndrome de fatigue
- Questions relatives au bilan
- Démence
- La maladie de Parkinson
- Traumatisme crânien
- Sclérose en plaques
- Atrophie des muscles spinaux
- Paralysie péronière / Parésie

Taille G ou D universelle.



Actyfoot



Indications

- Lésions aiguës des ligaments latéraux
- Entorses aiguës de la cheville et ruptures ligamentaires
- Prévention de nouvelles blessures en cas d'instabilité chronique préopératoire de la cheville
- Protection de l'articulation de la cheville

Taille	Pointure
S	≤ 38
М	38-43
L	≥ 43

Push Med



- Instabilité (résiduelle) modérée
- Lésions aigues des ligaments latéraux
- Fracture stable de la cheville (type Weber A)
- Fracture de la cheville (incl. Fracture de Jones)
- Traitement postopératoire des blessures ou des déchirures des ligaments
- Arthrose avec instabilité
- Prévention secondaire des lésions des ligaments de la cheville

Taille (en cm)	Circonférence	
1	26-29	
2	29-32	
3	32-35	
4	35-38	
5	38-41	





Malleo immobil night splint



Indications

- Blessures aiguës à la cheville
- Instabilité aiguë et chronique nécessitant un maintien nocturne de la cheville
- Inflammation des articulations
- Maladie dégénérative de la cheville
- Réhabilitation après une opération de la cheville
- Maintien de la cheville dans une position neutre

Taille	S	M	L
Pointure	< 37	38 - 42	> 43

Night Splint Dorsal Exoform



Indications

- Fasciite plantaire
- Achillodynie
- Tendinite du tendon d'Achille
- Douleur post statique
- Pied tombant

Taille	Pointure
М	37,5-42,5
L	43-48,5





Indications

- Réduction de la pression au talon
- Immobilisation après plâtre
- Eviter flexion plantaire lors de la décharge

1 taille

Atelle anti-rotation 100°



Indications

- Positionnement jambe/chevill
- Pied tombant
- Douleur post-statique

Taille en fonction des prises de mesures individuelles via iVIGO

MALLEO DIREXA STIRRUP 50S9



Caractéristiques



Cette chevillière légère en plastique moulé et rembourré assure la stabilité et la mobilité du pied/de la cheville. Le risque d'une nouvelle entorse est écarté, sans affecter le schéma de marche physiologique. La poche intérieure gonflable immobilise davantage la cheville dans l'orthèse. La pompe est utilisée pour réguler la pression de la poche intérieure.

- Traitement fonctionnel des déchirures ligamentaires
- Sérieuses déformations de la cheville
- Instabilité chronique
- Tendinite

Aircast Air Stirrup II



Taille G ou D universelle.





WALKER BOOTS

Walker Rebound Air



Indications

- Fracture du métatarse
- Fracture de l'avant-pied
- Entorses sévères
- Fracture stable/interne du tibia/péroné
- Rupture du tendon d'Achille

Taille	S	M	L
Pointure	< 39	40-44	> 44

Infinity air walker HAUT



Indications

- Fractures du tibia / Péroné
- Fractures de l'avant-pied stable, du métatarse et/ou de la cheville
- Entorse de la cheville
- Blessure des tissus mous du pied
- Fissures dans le tendon d'Achille avec utilisation de cales de talon (15°/30°,10°/16°/22°)

Infinity air walker BAS




Taille	S	M	L	XL
Pointure	36-38	39-42	43-46	47+

Malleo immobile air walker BAS



Indications


- Fracture distale du péroné
- Fractures stables de l'avant-pied, du métatarse et/ou de la cheville
- Traitement de l'exostose pour l'hallux valgus
- Lésion des tissus mous du pied




Malleo immobile air walker HAUT



- Fracture distale du péroné
- Fractures stables de l'avant-pied, du métatarse et/ou de la cheville
- Traitement de l'exostose pour l'hallux valgus
- Lésion des tissus mous du pied
- Fissure du tendon d'Achille (fracture)













Airselect short SP-walker





Indications

- Fracture du métatarse
- Blessure au pied
- Fracture de stress
- Blessure au tendon/ligament
- Post-opératoire

Taille	S	M	L
Pointure	< 39	40-44	> 44

Airselect elite XP-walker



- Protection du pied
- Lésions diabétiques
- Ulcères neuropathiques
- Dommage aux tissus mous
- Post-opératoire
- Fracture du pied/de la cheville stable

Taille (en cm)	Circonférence
S	35-38
М	39-42
L	43-46
XL	> 46

BOTTES DE MARCHE POUR DIABÉTIQUES

Aircast Diabetic Walker



Indications

- Traitement des ulcères
- Fasciite Plantaire
- Dystrophie du pied/ de la jambe
- Fracture de stress

Taille (en cm)	Circonférence		
S	35-38		
M	39-42		
L	43-46		
XL	> 46		

Optima Diab



Indications

- Traitement des ulcères
- Fasciïte Plantaire
- Dystrophie du pied/ de la jambe
- Fracture de stress

Taille (en cm)	Circonférence	
S	34-36	
M	37-39	
L	40-42	
XL	43-45	
XXL	46-48	

Optima CL Heel



- Traitement des blessures diabétiques au talon et à la jambe
- Fractures
- Post-chirurgie
- Trauma

Taille (en cm)	Circonférence	
S	34-36	
M	37-39	
L	40-42	
XL	43-45	
XXL	46-48	



GENOUILLÈRES

Push Réglable



Caractéristiques

L'attelle de rotule Push med est constituée d'un polymère résilient et respectueux de la peau. L'élément de renfort en plastique situé sous le coussinet assure une répartition correcte de la pression. Le bon ajustement anatomique et le matériau du coussinet favorisent le maintien de la position de l'orthèse pendant la marche.

Indications

- Syndrome de la douleur fémoro-patellaire
- Tendinite du tendon rotulien
- Apexitis patellae (genou du sauteur)
- Osgood Schlatter
- Subluxation/hypermobilité de l'articulation tibiofibulaire proximale

Taille universelle.

Genupoint



Caractéristiques

Le GenuPoint® se compose d'un matériau respectueux de la peau, associé à une bande velcro fine et non irritante, et présente un ajustement parfait qui garantit qu'il reste toujours dans la bonne position pendant le mouvement.

Indications

- Tendinite du genou
- Le genou du sauteur
- Osgood Schlatter

Taille (en cm)	1	2	3
Circonférence	28-30	30-35	35-44

Genu sensa



Caractéristiques

Le Genu Sensa, est adapté pour un genou douloureux, un genou surchargé, un genou gonflé ou gonflé, des plaintes de rotule, de l'arthrose, de l'arthrite et des irritations et une sensation d'instabilité du genou. Cette attelle assure une stabilisation active pendant le mouvement. L'attelle soulage la rotule, soulage la plainte et assure une compression. L'attelle est constituée d'une structure tridimensionnelle avec des coussinets en silicone de forme anatomique. Ceux-ci assurent une stabilité et un soutien optimal à chaque mouvement. L'ajustement parfait sans coutures ne donne aucune irritation, ventile bien et peut facilement être porté pendant de longues périodes.

- Arthrose / Arthrite
- Instabilité du genou

Taille (en cm)	XXS	xs	S	M	L	XL	XXL
A: 12 cm de la rotule centrale	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
B: 14 cm rotule moyenne supérieure	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56



GenuTrain



Caractéristiques

Le tricot de compression tridimensionnel veille à une répartition homogène de la pression. L'atelle possède des anneaux de silicone au niveau de la rotule. Les baleines latérales veillent à la stabilité du genou. Les renforts positionnés sur chaque côté de l'orthèse assurent de garder la forme anatomique originale pendant le mouvement.

Indications

- Instabilité du genou
- Subluxation patellaire
- Gonarthrose Gonartrite
- Meniscopathie

Taille (en cm)	0	1	2	3	4	5	6
12 cm sous la rotule centrale	25-28	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
14 cm au-dessus la rotule centrale	35-38	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56

GenuTrain P3



Caractéristiques

L'attelle Genutrain P3 est un bandage actif qui protège la rotule contre le déplacement latéral et le basculement. Les pelotes centrent la rotule et la maintiennent dans son parcours de glissement articulaire en cas de mouvement. GenuTrain P3 empêche les douleurs au genou lors de l'étirement de l'articulation du genou, active les muscles et accélère le processus de guérison.

- Instabilité du genou
- Subluxation patellaire
- Gonarthrose Gonartrite
- Meniscopathie
- Genou du sauteur Instabilité lors de la rotation
- Douleurs articulaires

Taille (en cm)	1	2	3	4	5	6
15 cm sous la rotule centrale	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
17 cm au-dessus la rotule centrale	39-42	42-45	45-48	48-51	51-54	54-57



Push-Med kniebrace



Caractéristiques

La Genouillère Push Med offre un soutien de haut niveau à l'articulation du genou dans le sens médio-latéral. Le genou est soutenu au moyen de deux charnières à ressort à lames spécifiques non axiales qui suivent de manière unique le mouvement de rotation naturel du genou. La construction du bandage maintient les charnières proches de l'articulation. Le bon ajustement anatomique, associé à une application de silicone, permet à la genouillère de rester en place mors de la marche. Grâce à son petit volume, la genouillère se porte sous les vêtements de manière invisible.

Indications

- Arthrose avec gonflement
- Arthrite rhumatoïde
- Instabilité fonctionnelle après blessures ligamentaires
- Instabilité résiduelle après blessures ligamentaires
- Traitement de suivi tardif de chirurgie des ligaments

Taille (en cm)	1	2	3	4	5
En dessous du genou avec la jambe en position pliée	28-31	31-34	34-37	37-41	41-45

GENOUILLÈRES AVEC CHARNIÈRE





Caractéristiques

La Genu direxa est une attelle de genou de forme anatomique fabriquée dans un nouveau matériau de haute technologie, qui est respirant et une compression adéquate. L'orthèse donne une grande stabilité à l'articulation du genou et offre un grand confort de port. Il y a des barres articulées dans l'attele. L'orthèse stabilise le genou et réduit la tension sur l'articulation du genou.

Indications

- Arthrose
- Arthrite rhumatoïde
- Syndrome de plainte fémoro-patellaire
- Chondromalacie

Genu direxa wraparound



Indications

La genouillère peut être utilisée pour

- entorsé l'instabilité latérale
- instabilité par tiroir
- les traitements post-traumatiques et chirurgicaux

Taille (en cm)	XXS	XS	S	M	L	XL	XXL
A: 15cm de la notule centrale	36-40	40-44	44-48	48-52	52-56	56-61	61-67
B: 15cm au-dessus de la notule centrale	29-32	32-35	35-38	38-41	41-44	44-48	48-51



genou

PATELLA PRO 8320N





Caractéristiques

La technique du tricotage tridimensionnel assure une répartition homogène de la pression. Stabilisateur de rotule réglable. Des sangles supplémentaires assure le bon maintien. Les charnières latérales assurent la stabilité. La conception anatomique assure un ajustement optimal grâce à la technologie de soudage.

Indications

- Instabilité du genou
- Subluxation de la rotule
- Gonarthrose Gonarthrite
- Méniscopathie
- Tendinite (genou de sauteur)
- Instabilité lors de rotation
- **Douleurs** articulaires

Taille (en cm)	1	2	3	4	5	6
12cm en dessous de la notule centrale	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
14cm au-dessus de la notule centrale	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56

Playmaker Xpert Sleeve



Caractéristiques

textile drytex

Indications

- Instabilité des genoux
- Gonarthrose Gonarthrite
- Méniscopathie
- Tendomyopathie
- Instabilité rotationnelle
- Douleurs articulaires

Taille (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
Tour de cuisse	33-39	39-47	47-53	53-60	60-67	67-75	75-81

GenuTrain S



Caractéristiques

L'orthèse active GenuTrain® S confère un meilleur maintien au genou en le stabilisant grâce à deux barres articulées latérales et quatre sangles non élastiques autour de la cuisse et du mollet. La pelote entoure et protège la rotule. En cas de mouvement, le tricot et la pelote effectuent un massage soulageant la douleur et activent la musculature stabilisant l'articulation.

- Gonartrose
- Instabilités légères à modérées
- Arthrites (par ex. polyarthrite rhumatoïde

Taille (en cm)	1	2	3	4	5	6
12 cm en dessous de la notule	28-31	31-34	34-37	37-40	40-43	43-46
14 cm au-dessus de la notule	38-41	41-44	44-47	47-50	50-53	53-56

KNIEBRACES POST-OP

GENU IMMOBIL 8060



Caractéristiques

Cette genouinière en antidémarreur textile est composée de 3 panneaux. En fonction de la taille de la jambe (par exemple en cas de gonflement), ces panneaux peuvent être ajustés les uns par rapport aux autres afin d'obtenir la taille correcte. Si vous laissez les mortants métalliques à l'arrière de l'orthèse, vous obtenez une immobilisation complète. En retirant les côtes et en plaçant les articulations fournies dans les poches latérales, on obtient une mobilité au niveau du genou.

Indications

Immobilisation complète après une opération ou une blessure de :

- Ligaments
- Cartilage
- Ménisque
- Fracture stable ou fixe du plateau ou des condyles du tibia
- Après PTG
- Fracture de la rotule

Taille (en cm)	S	M	L
Longueur de l'orthèse	45	50	55

VIGO POKO



Indication

Post-opératoire

Taille selon la prise de mesure individuelle via iVIGO

Post-op ROM



Indications

- Immobilisation du genou post-opératoire
- Traumatisme du genou (blessures ligamentaires)
- Fracture dans la région du genou

Taille universelle



GENOUILLÈRES ROBUSTE AVEC CHARNIÈRE

Rebound Dual Basic et Rebound Dual Basic ST



Indications

Le Rebound DUAL Basic et le Rebound DUAL Basic ST sont destinés aux instabilités combinées et non combinées des ligaments suivants :

- Ligament croisé antérieur (LCA)
- Ligament collatéral médial (LMC)
- Ligament collatéral latéral (LCL)
- Ligament croisé postérieur (LCP)
- Conditions qui peuvent bénéficier d'un soulagement unicomparti mental du genou (uniquement possible avec Rebound DUAL Basic)

Taille (en cm)	Circonférence cuisse
XS	38,1-41,9
S	41,9-47
М	47-52,1
L	52,1-57,2
XL	57,2-62,2
XXL	62,2-69,9
XXXL	69,9-76

Renegade STD



Indications

- Instabilité sévère à modérée,
- hyperextension

Disponible avec PCL-strap



Renegade CI short



Taille (en cm)	Circonférence cuisse
XS	33-39
S	39-47
M	47-53
L	53-60
XL	60-67
XXL	67-75
XXXL	75-81

BREG Axiom Elite



Indications

- ACL, PCL, LCM, LCL reconstructions
- ACL, PCL déficience
- Pathologie MCL, LCL
- Instabilité du genou



Taille (en cm)	Circonférence
XS	34,5-40,6
S	40,6-47,6
М	47,6-54,6
L	54,6-61,6
XL	61,6-68,6
XXL	68,6-74,9

CTI custom made



Indications

- Rupture ACL, MCL, LCL, PCL
- Instabilité par rotation
- Instabilité modérée à sévère

Accessoires

à configurer séparement et non compris dans le prix. ex: coquille pour mota-cron

Taille (en cm)	Circonférence
XS	31-37
S	37-45
М	45-51
L	51-57
XL	57-65
XXL	65-74

GENOUILLÈRES OA

Agilium Reactive



Caractéristiques

L'Agilium Reactive est une attelle légère et confortable. Cette orthèse est la solution idéale pour soulager la douleur de l'arthrose du genou dans la vie quotidienne. La technique de fixation innovante rend cette orthèse plus confortable à porter car elle peut être desserrée en appuyant sur un bouton. Ainsi, l'attelle n'est pas trop serrée lorsque vous vous asseyez.

Indications

Arthrose dans le compartiment médian du corps (genou)

Taille G et D universelle

Rebound cartilage (médial of latéral)



Indications

- Blessure au cartilage
- Lésion du ménisque
- Contusion du genou
- Nécrose avasculaire

Taille (en cm)	Tour de cuisse*
XS	31-36
S	36-39
M	39-43
L	43-47
XL	47-51
XXL	51-54

* 15cm au-dessus de genou

Legacy Thruster (médial of latéral)



Indications

- Ostéo-arthrose
- Avant/après une ostéotomie de correction
- Lésions du ménisque
- Fracture du plateau tibial
- Reconstructions des ligaments médians et latéraux

Taille (en cm)	Tour de cuisse*
XS	34-41
S	41-48
M	48-55
L	55-62
XL	62-69

* 15cm au-dessus de



Newport 3



Indications

- Nécrose avasculaire
- Tumeurs osseuses
- Instabilité Chronique
- Fracture de Collum
- Luxation de la hanche
- Prothèse de la hanche
- Ostéoartrite
- Polyarthrite rhumatoïde

TAILLE POUR PARTIE VENRALE

Taille (en cm)	Tour taille	Taille de hanche
S	56-71	43-54
M	71-86	55-65
L	86-101	65-75
XL	101-116	111-127

TAILLE POUR LE SEGMENT JAMBES

Taille (en cm)	Tour proximale	Tour distal	Tour de jambe
XS	38-53	30-43	25-40
S	38-53	30-43	33-48
M	43-61	33-46	38-53
L	48-66	35-51	43-61
XL	53-74	43-58	48-66

Versa Rom Hip



Indications

- Après une opération de la hanche
- Arthroplastie totale de la hanche ou inopérable
- Les patients dont les abducteurs de la hanche sont faibles afin de prévenir une luxation
- Patients âgés alités avec risque de luxation

Taille universelle

Couche-culotte



Indications

- Dysplasie de la hanche
- Luxation de la hanche

Taille (en cm)	Largeur de l'étalement
S	18
M	21
L	25

Bandage Pavlik



Indications

- Dysplasie de la hanche
- Luxation de la hanche

Taille (en cm)	Tour thorax
XS	24-34
S	34-43
M	43-52
L	52-61

Orthèse d'abduction de hanche Orthomedics



avec fixation à la taille

Indications

- Dysplasie de la hanche
- Luxation de la hanche

Taille (en cm)	Tour de cuisse
XS	32,5-42,5
S	35-45
M	40-50
L	42,5-52,5
XL	45-55

Orthèse d'abduction de hanche Camp



- Dysplasie congénitale de la hanche
- Luxation de la hanche

Taille (en cm)	Largeur de l'étalement
1	12-16
2	16-23
3	18-26
4	23-34
5	30-43





ORTHÈSE DE DOIGT STATIQUE

Mallet finger/STAXX

Indication

Immobilisation articulation DIP



Taille (en cm)	Longueur	Diamètre
1	5,28	1,52
2	5,18	1,68
3	5,84	1,88
4	6,29	1,91
5	5,87	1,91
6	6,43	2,29
7	6,27	2,54

ORTHÈSE DE DOIGT DYNAMIQUE

Orthèse d'extension de doigt 504 court

Indication

 Légère contracture en flexion de l'articulation

Taille (en mm)	Longueur	Largeur
XS	44	22
S	48	22
M	51	25
L	57	29
XL	67	29



Orthèse d'extension de doigt 501



Indication

 Légère contracture en flexion de l'articulation

Taille (en mm)	Longueur	Largeur
XS	57	22
S	67	22
M	76	25
L	89	29
XL	102	29

Orthèse de doigt courte transparante



Version longue et autres couleurs disponibles sur commande.

Indication

 Légère contracture en flexion de l'articulation

Taille à déterminer via un 'passet' (en mm)
19 - 33

Buddy Strap



Indications

- Légère déformation
- Douleur
- Fracture stable
- Gonflement

Taille (en mm)

13 of 19

Oval 8



Orthèse solide et Presque invisible qui stabilise l'articulation DIP et PIP

Indication

 Légère contracture en flexion de l'articulation

> **Taille** à déterminer via un 'passet' (en cm)

> > 2 - 15

PALMIER & DOIGTS : ORTHÈSES STATIQUES

Push CMC



Indications

- Arthrose CMC I
- Instabilité CMC I
- Situation après arthroplastie de l'articulation CMC I

Taille (en cm)	Circonférence
0	15 - 17,5
1	17,5 - 19,5
3	19,5 - 22,5
4	22,5 - 27

Actimove Rhizo Forte



Indications

 Immobilisation de l'articulation CMC en MCPI

Taille (en cm)	Longueur pouce	M
S	4,5 - 5,4	
М	5,5 - 6,3	
L	6,4 - 7,3	

Rhizoloc



- Rhizarthrose
- Pouce du skieur

Taille (en cm)	Tour de poignet	Longueur pouce
1	12,5-16	5-7
2	16-20	6,5-9





BANDAGES DE POIGNET AVEC RENFORTS SOLIDES

Manu arexa



Indications

- Syndrome du canal carpien
- Traumatisme au poignet
- Poignet instable
- Poignet surchargé
- Arthrose du poignet



Taille (en cm)	Tour de poignet
S	14-16
М	16-19
L	19-22

Manu arexa pollex



Indications

- Traumatisme au poignet
- Après une opération du poignet
- Arthrose du poignet

Manu Junior



Indications

- Malformation congénitale au niveau du poignet
- Surmenage (tendinopathie)
- Lésion ligamentaire autour du poignet
- Entorse
- Instabilité
- Syndrome d'impaction (ulnocarpien)
- Polyarthrite rhumatoïde juvénile
- Irritation autour du poignet
- Pseudarthrose ou scaphoïde

ó	7	1		
d	1	1	V	1
(1	/
1	;	*	1	
1				

Taille (en cm)	Tour de poignet
S	9-11
M	11-13
L	13-15

Manu Junior pollex



Indications

- Malformation congénitale du poignet, du carpe ou du pouce
- Surmenage (tendinopathie)
- Lésion ligamentaire dans la région du poignet ou
- Entorses du poignet ou du pouce
- Instabilité du poignet ou du pouce
- Syndrome d'impaction (ulnocarpien)
- Polyarthrite rhumatoïde juvénile
- Irritation dans la région du poignet et du pouce
- Paralysie partielle
- Syndrome du canal carpien

Manu 3D pollex



Arthrose du poignet

- Traumatisme du poignet
- Poignet surchargé

- Douleur inflammation du poignet
- Arthrose du poignet
- La maladie de Quervain

Taille G ou D (en cm)	XS	S	M	L	XL	XXL
Tour du poignet	14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22

poignet

Orthobroker short



Indications

- Entorse
- Syndrome canal carpien
- Traitement de fracture
- Fracture stable
- Sur sollicitation de l'articulation

Orthobroker + Pouce



Indications

- Tendinite ou tenosynovite
- Rhizarthrose
- Traitement secondaire après fractures



Taille (en cm)	Tour de poignet
S	13-16
M	16-18
L	18-20
XL	20-23

Ligaflex Classic



Indications

- Entorse légère
- Tendinite et tendinopathie
- Pathologies rhumatoïdes



Taille (en cm)	Tour de poignet
1	13-15
2	15,5-17,5
3	18-20
4	20,5-23

Ligaflex Manu avec pouce



Indications

- Légère entorse du poignet/du pouce
- Entorse sévère du pouce et du scapoïdu
- Tendinite et tendinopathie poignet et pouce
- Pathologies rhumatoïdes

Push Med



- Légère entorse du poignet/du pouce
- Entorse sévère du pouce et du scapoïdu
- Tendinite et tendinopathie poignet et pouce
- Pathologies rhumatoïdes



Taille (en cm)	Tour de poignet
1	13-15
2	15-17
3	17-19
4	19-21



VIGO SOFTBRACING

Caractéristiques

Ces bandages de poignet sont composés de tissus perméable et élastique : l'Aérosoft, permet une évaporation maximale de la transisation. Les fermetures élastiques permettent un maintien ajustable au niveau du poignet. Les fermetures velcros permettent de mettre et d'enlever très facilement le bandage.

Taille selon prise de mesure individuelle via iVIGO

VIGO Atelle papillon



Indications

- Rhizarthrose
- Pouce du skieur

VIGO bandage poignet avec pouce Aero-



Indications

- Soutien du poignet et du pouce avec montage 3D
- Entorse légère du pouce/poignet
- Tendinite et tendinopathie du poignet et du pouce
- Pathologie rhumatoïdes

VIGO bandage poignet Aerosoft



Indications

- Soutien du poignet avec montage 3D
- Entorse légère
- Tendinite et tendinopathie
- Pathologie rhumatoïde



VIGO bandage poignet + pouce + anti-ulnaire

• So

Indications

- Soutien du poignet et du pouce avec montage 3D
- Entorse légère du pouce/poignet
- Tendinite et tendinopathie du poignet et du pouce
- Pathologie rhumatoïdes
- Déviation en 'coup de vent'

VIGO bandage 'de repos' Aerosoft (beige)



Indications

- Position de repos
- Spasticité/ contracture à la flexion
- Tendinopathie du poignet et de la main
- Pathologies rhumatoïdes et neurologiques
- Pouce en plastique et doigts incomplets (50%)

VIGO bandage 'de repos' Aerosoft (noir)



- Position de repos
- Spasticité/ contracture
- Tendinopathie du poignet et la main
- Pathologies neurologiques et rhumatismales
- Le pouce est cousu, les doigts non entièrement (50%) inclus

VIGO ORTHÈSES SUR MESURE

VIGO pouce du skieur Orfitrans



Indications

- Rhizarthrose
- Pouce du skieur

VIGO bandage poignet avec pouce Orfitrans



Indications

- Soutien poignet et pouce
- Entorse du poignet et du pouce
- Tendinite et tendinopathie du poignet et du pouce

VIGO bandage poignet Orfitrans



Indications

- Soutien du poignet
- Entorse
- Tendinite et tendinopathie du poignet et du pouce

VIGO bandage 'de repos' Orfitrans



- Position de repos
- Spasticité/ contracture
- Tendinopathie du poignet et de la main
- Pathologies rhumatoïdes et neurologiques



BANDAGE ÉPICONDYLITI



Epi Sensa 50A7



Caractéristiques

L'Epi Sensa, est une attelle de coude pour une stabilisation active pendant le mouvement. L'attelle est constituée d'une structure tridimensionnelle avec des coussinets en silicone de forme anatomique. Ceux-ci offrent une stabilité et un soutien optimaux à chaque mouvement. L'ajustement parfait sans coutures ne donne aucune irritation, ventile bien et peut facilement être porté pendant de longues périodes.

Indications

 Epicondylite/ épitrochléite

	XS	S	M	L	XL	XXL
Taille de l'avant bras* (en cm)	14-15	15-16	16-17	17-18,5	18,5-20	20-22

^{*12} cm du coude

Epiforce



Indications

- Inflammation chronique, posttraumatique ou postoperatoire de l'articulation du coude
- Tennis elbow (épicondylite latérale)
- Golfer's ellbow (épitrochléite médiale)
- Bursite

Taille (en cm)	Circonférence
XS	19-22
S	23-25
M	26-28
L	29-31
XL	32-34
XXL	35-37

Epi Forsa Plus 50A3



Indications

- Inflammation chronique, posttraumatique ou postoperatoire de l'articulation du coude
- Tennis elbow (épicondylite latérale)
- Golfer's ellbow (épitrochléite médiale)
- Bursite
- en noir

Taille (en cm)	Circonférence
XS	19-22
S	23-25
М	26-28
L	29-31
XL	32-34
XXL	35-37

Epipoint universelle



Indications

- Epicondylite latérale/ épitrochléite médiale
- Tendinite

Taille universelle

Circonférence 22,5 - 33



BANDAGE ANTI-HYPEREXTENSION

Push Med



Indications

- Coincement en cas de surtension (clampage capsulaire)
- Symptômes persistants après luxations et/ou fractures du coude
- Troubles dégénératifs de l'articulation du coude



Taille (en cm)	Circonférence
1	22-24
2	24-26
3	26-28
4	28-32
5	32-36

ORTHÈSE DE COUDE AVEC CHARNIÈRE

Innovator X Post-Op



Indications

- Post Op / Post-trauma
- Reconstruction des tissus mous
- Luxation

Taille universelle

ORTHÈSES FRACTURE DU BRAS

Orthèse épaule stailisation humérale



Indications

- Luxation
- Rupture biceps/triceps
- Transposition nerf Ulnaire
- Arthroplastie totale de l'épaule
- Fixation radiale
- Ostéoarthrose

Taille universelle

Over the Shoulder (type Sarmiento)



Indications

- Fracture de l'humérus
- Après fixation interne/ externe
- Après biopsie

Taille	Circonférence	Longueur	
(en cm)		Med.	Lat.
S	20-28	15	28
М	28-35,5	16,5	31,5
L	35,5-38	18	34,5
XL	> 38	18,5	36

Medi



Pour toutes les indications où l'articulation de l'épaule doit être immobilisée dans une position définie.

Taille (en cm)	Circonférence
S	21-28
М	26-34
L	31-40

BANDAGES EN ÉCHARPE

Armsling Orlimann C43



- Soutien du bras
- Fixation du bras/ de l'épaule
- Post-op

Taille (en cm)	Longueur de l'avant-bras
S	< 30
М	36
L	> 42

COUSSIN DE POSITIONNEMENT D'EPAULE

Omo Immobil Sling Abduction 50A9



Indications

- Douleur aiguë ou chronique à l'épaule
- Irritation dans la région de l'épaule
- Lésions du tendon et des muscles du biceps
- Dislocation de l'épaule joint

Taille (en cm)	Longueur du bras
S	29-34
М	35-37
L	38-41

Shoulder Comfort 30° Cushion(*)



Indications

- Post-op: Rotator Cuff
- Post-op: Acromioplastie
- Post-op: résection Acromio claviculaire
- Luxation de l'épaule
- Fracture

Taille universelle



Indications

- Post-op / Post-trauma
- Après chirurgie de la coiffe des rotateurs
- Après dyslocation
- Fracture subcapitale de l'humérus
- Endoprothese

Taille (en cm)	
S	150-165
М	165-175
L	> 175

ARC Bledsoe 2.0



Indications

- Post-op / Post-trauma
- Après chirurgie de la coiffe des rotateurs
- Après dyslocation
- Fracture subcapitale de l'humérus
- Endoprothèse

Taille universelle



Uomofit (livré avec une balle)



Indications

- Post-op / Post-traumatisme
- Après une opération de la coiffe des rotateurs
- Après une luxation reconstruite
- Fracture subcapital Humerus
- Endoprothèse

Taille unverselle



RETRACTEUR D'ÉPAULE

Claviculabandage Orliman



Indications

- Fracture de la clavicule
- Problèmes de maintien
- Stabilisation après blessure ou chirurgie

Taille (en cm)	Circonférence thorax
0 (voor kinderen)	55 - 65
1	65 - 80
2	+ 80

VIGO SOFTBRACING

VIGO Preël bandage



Indications

- Positionnement de l'épaule
- Subluxation de l'épaule
- Elévation de l'épaule
- Rétraction de l'épaule

Taille selon prise de mesure individuelle via iVIGO

VIGO Shoulder wrap



Indications

- Positionnement de l'épaule
- Luxation de l'épaule
- Immobilisation de l'épaule

Taille selon prise de mesure individuelle via iVIGO

Acro comfort



Indications

- Épaule instable
- Après une opération de l'épaule
- Épaule surchargée

Taille (en cm)	Circonférence du biceps
XS	24-28
S	28-32
M	32-35
L	35-38
XL	38-42

BANDAGE D'ÉPAULE

Omo Neurexa Plus



Douleur dans l'épaule et dysfonctionnement (incl. subluxation) à la suite de :

- Apoplexie
- Hémiplégie
- Hernie cervicale
- Affection du plexus brachial
- · Lésions nerveuses périphériques, etc

Circonférence de poitrine
73-78
79-86
87-94
95-102
103-110
111-118





Prenez rendez-vous dans l'une des agences VIGO les plus proches de chez vous.



Nos prestataires orthopédiques sont heureux de vous accueillir.

Découvrez toutes les agences sur www.vigogroup.eu

Nous travaillons toujours sur rendez-vous afin de disposer de suffisamment de temps.

Prenez rendez-vous via info@vigogroup.eu





Prothèses

Orthèses

Fauteuils roulants et aides à la mobilité Chaussures orthopédiques

Semelles



Nos parcours de soins

Orthopédie pédiatrique Soins aux personnes âgées Réhabilitation Brûlures Paralysie cérébrale

Pieds diabétiques







