

Prenez rendez-vous dans l'une **des agences VIGO** les plus proches de chez vous.



Nos prestataires orthopédiques sont heureux de vous accueillir.

Découvrez toutes les agences sur [www.vigogroup.eu](http://www.vigogroup.eu)

Nous travaillons toujours sur rendez-vous afin de disposer de suffisamment de temps.

Prenez rendez-vous via [info@vigogroup.eu](mailto:info@vigogroup.eu)



### Notre offre

- Prothèses
- Orthèses
- Fauteuils roulants et aides à la mobilité
- Chaussures orthopédiques
- Semelles



### Nos parcours de soins

- Orthopédie pédiatrique
- Soins aux personnes âgées
- Réhabilitation
- Brûlures
- Paralysie cérébrale
- Pieds diabétiques

## Mode d'emploi du matériel de Traitement des 'brûlures'



## Contactez nous

Prenez rendez-vous dans l'une des agences VIGO les plus proches de chez vous. Nos prestataires orthopédiques sont heureux de vous accueillir.

Découvrez toutes les agences sur [www.vigogroup.eu](http://www.vigogroup.eu)



Nous travaillons toujours sur rendez-vous afin de disposer de suffisamment de temps.

Prenez rendez-vous via [info@vigogroup.eu](mailto:info@vigogroup.eu)

## Notre offre

Prothèses



Orthèses



Fauteuils roulants et aides à la mobilité



Chaussures orthopédiques

Semelles



## Nos parcours de soins uniques

Orthopédie pédiatrique

Soins aux personnes âgées

Réhabilitation

Brûlures

Paralysie cérébrale

Pieds diabétiques

## Mode d'emploi du matériel de Traitement des 'brûlures'





## • Silicone

Entretien :

- pour le nettoyage:
  - Lavage quotidien
  - Utilisez un savon neutre. Rincez bien le savon.
- pour désinfecter : faire bouillir pendant 2 min.
- général:
  - 23/24h, pas sous la douche
  - Lorsque vous ne l'utilisez pas, collez le silicone sur un sac en plastique.
  - Coupez les coins pour les arrondir
  - Utilisez 1 feuille de silicone pendant 7 à 8 semaines au moins

*Prenez rendez-vous avec le bandagiste lorsque la silicone est presque usée.*



## • Vêtements de compression

Entretien :

- Machine à laver ou lavage à la main:
  - Programme délicat laine/soie/...
  - 30°, max 40° avec un détergent liquide pour la laine ou la soie
  - Peut être lavé quotidiennement
- Il est préférable de laisser sécher à l'ombre sur un séchoir à linge (sans pinces à linge)
- Ne coupez jamais dans les vêtements



*Lorsque les fibres du vêtement ont perdu leur élasticité et que le vêtement ne donne plus une pression suffisante ou que les coutures sont usées, prenez rendez-vous avec le bandagiste. De même si votre enfant a grandi ou que votre poids a changé.*



Mettez-le à l'aide du sac vert d'enfilage (fourni avec le premier compressif):

1. Enfilez le sac sur la jambe (ou le bras)
2. Mettez les vêtements compressifs à bonne hauteur
3. Sortez le sac par-dessous les vêtements : la boucle orange du sac d'enfilage peut être accroché à une clinche de porte ou un crochet, afin de faciliter le retrait

## • Orthèses

Entretien :

- Pour le nettoyage des éventuelles parties en tissu:
  - Lavez les à froid à la main ou dans la machine à laver. Pour cette dernière option, il faut fermer le velcro, afin de prévenir des dégâts aux autres vêtements.
- SILICONE:
  - Pour le nettoyage et la désinfection de la partie en silicone de l'orthèse : laver à l'eau et au savon, rincer puis faire bouillir à l'eau pure pendant 2 min.
- UVEX:
  - Les pièces en plastique dur peuvent être lavées à l'eau et au savon doux.
  - Pour éviter toute déformation, ne jamais laisser l'UVEX chauffer au-dessus de 50°.
- MASQUE:
  - Portez-le 23/24h
  - Ouvrez le masque au moyen du "système de clic" et laissez les velcros fermés. Vous avez donc toujours la même pression
- ATTELLE SANDWICH:
  - Portez-le pendant la nuit et au repos
- MINERVE:
  - Portez-la 23/24h



*Prenez rendez-vous avec le bandagiste si l'orthèse est usée ou ne convient plus.*

## • En général

- Laissez la crème s'imprégner et massez suffisamment, essuyer l'excès si nécessaire avant de mettre du silicone, des orthèses ou des vêtements de compression.
- Augmentez la durée pendant laquelle vous portez la silicone progressivement jusqu'à ce que le nombre d'heures demandé soit atteint (les compressifs peuvent être portés en continu dès le premier jour).  
Exemple : le premier jour : 2 heures  
le deuxième jour: 4 heures  
et après 2 semaines 23/24 heures
- Attention!  
Les règles figurant dans ce dépliant sont des lignes directrices. Si le médecin dit autre chose, veuillez donner la priorité à l'avis du médecin !
- Si vous avez des problèmes, prenez rendez-vous avec un de nos bandagistes

JAN SEVENANTS

jan.sevenants@vigogroup.eu | 02 443 24 38

ADELIEN DENYS

adelien.denys@vigogroup.eu | 02 443 24 38



Fréquemment, des vêtements de compression et/ou des silicones sont prescrits pour le traitement des brûlures et des cicatrices. Nous donnons ci-après quelques règles de base concernant l'utilisation et l'entretien des produits concernés.