

Contacteer ons

Maak een afspraak bij één van de VIGO vestigingen in jouw buurt. Onze zorgverstrekkers ontvangen je graag.

Ontdek alle vestigingen op www.vigogroup.eu



We werken steeds op afspraak zodat we voldoende tijd kunnen voorzien.

Maak een afspraak via info@vigogroup.eu

Ons aanbod



Onze unieke zorgtrajecten

- Kinderorthopedie
- Ouderenzorg
- Revalidatie
- Brandwonden
- Cerebrale parese
- Diabetesvoeten

Brandwonden

Beknopte handleiding behandeling



• Silicone

Onderhoud :

- Voor reiniging:
 - Dagelijks wassen
 - Gebruik neutrale zeep. De zeep zeer goed afspoelen.
- Voor desinfecteren: koken gedurende 2 min.
- Algemeen:
 - 23/24u, niet in de douche
 - Indien niet in gebruik, de silicone plakken op een plastic zak.
 - De hoeken steeds rond knippen
 - 1 silicone-sheet gebruiken gedurende 7 à 8 weken



Maak een afspraak met de bandagist wanneer de silicone bijna versleten is.

• Drukkledij

Onderhoud :

- Wasmachine:
 - Programma delicate kledij/zijde/ ...
 - 30°, max 40° met vloeibaar wasmiddel
 - Mag dagelijks gewassen worden
- Nooit in de droogkast, best laten drogen in de schaduw op een droogrekje (zonder wasknijpers)
- Nooit zelf knippen in de kledij



Wanneer de vezels van de kledij hun "rek" verloren zijn en de kledij niet meer voldoende druk geeft of de naden versleten zijn, maak dan een afspraak met de bandagist. Ook als uw kind gegroeid is, u verdikt of vermagerd bent.



Aandoen met behulp van een groene aantrekkzak :

1. De zak over been (of arm) trekken
2. Drukkledij voldoende hoog aandoen
3. Zak onder de kledij uit trekken: de oranje lus aan de aantrekkzak kan aan een klink gehaakt worden om het uit trekken te vergemakkelijken

• Orthese

Onderhoud :

- Voor reiniging van de **bandages**:
 - Koud wassen met de hand of in de wasmachine. Bij deze laatste optie de velcro sluiten, om beschadiging van andere kledij te voorkomen.
- **SILICONE**:
 - Voor reiniging & desinfecteren van het silicone onderdeel uit de orthese: koken gedurende 2 min.
- **UVEX**:
 - Plastic onderdelen mogen met water en milde zeep gewassen worden
 - Om vervorming te voorkomen, de UVEX nooit heet laten worden.
- **MASKER**:
 - 23/24u dragen
 - Open het masker dmv het "klik-systeem" en laat de velcro's gesloten. Zo heb je steeds dezelfde druk.
- **SANDWICHSPALK**:
 - 'S nachts dragen en wanneer in rust
- **MINERVE**:
 - 23/24u dragen



Maak een afspraak met de bandagist wanneer de orthese versleten is of niet meer past.

• Algemeen

- Laat de crème goed intrekken en masseer voldoende vooraleer je silicone, orthese of drukkledij aandoet.
- Progressief opbouwen tot het gevraagd aantal uren bereikt is.
Voorbeeld: eerste dag : 2 uur
tweede dag: 4 uur
en na 2 weken 23/24 uur
- Let op!
De regels in deze flyer zijn richtlijnen. Indien de dokter anders vermeld, geef dan zeker voorrang aan het advies van de dokter!
- Indien u problemen ondervindt, maak dan een afspraak met de bandagist

JAN SEVENANTS

jan.sevenants@vigogroup.eu | 02 443 24 38

ADELIEN DENYS

adelien.denys@vigogroup.eu | 02 443 24 38



Doorgaans worden er bij de behandeling van brandwonden en littekens drukkledij en/of siliconen voorgeschreven. We geven hierbij enkele basisregels mee in verband met gebruik en onderhoud van de desbetreffende producten.