



exopulse suit.
Spasticiteit verlichten.



Ontdek de exopulse suit

Snel en blijvend resultaat met één druk op de knop.

Een innovatieve, draagbare manier om spasticiteitssymptomen te beheersen.

Spasticiteit is een veelvoorkomende mobiliteitsuitdaging voor mensen met cerebrale parese (CP), multiple sclerose (MS) en een beroerte. Met het pak is er eindelijk een manier om spasticiteit regelmatig en consistent te beheren, tussen de ups en downs van andere behandelingen door – en zonder bijwerkingen.

Draag het pak simpelweg 60 minuten om de twee dagen – of zo vaak als jouw zorgprofessional aanbeveelt.

Voordelen voor gebruikers en zorgprofessionals:



Resultaat in 60 minuten

Met het pak kunnen spasticiteitssymptomen al binnen een uur verminderd worden.



Gepersonaliseerde aanpak

De stimulatie van het pak kan individueel worden aangepast om de verlichting te bieden die nodig is.



Complementaire zorg

Het pak werkt in combinatie met standaard behandelingen voor spasticiteit, zoals kinesitherapie en medicatie.



Zonder medicijnen en chirurgie

Er zijn geen extra medicijnen of invasieve procedures nodig om het pak te gebruiken.

Update.

Nieuw design, nieuwe functies & nieuwe mogelijkheden.



De nieuwe exopulse suit in detail:

- 1 Nog meer precisie:** Het nieuwe pak heeft nu een geoptimaliseerde reeks van 50 vergrote, gecombineerde elektroden. Deze configuratie maakt het nog eenvoudiger om ervoor te zorgen dat elke elektrode altijd goed gepositioneerd is.
- 2 Nog meer comfort:** De jas en broek zijn gemaakt van een rekbaarder materiaal uit één laag, waardoor ze nog gemakkelijker aan te trekken en te dragen zijn. De kledingstukken hebben minder ritsen en kortere, comfortabelere mouwen en broekspijpen.
- 3 Nog meer aanpasbaar:** Het pak heeft een intuïtieve gebruikersapp waarmee je de stimulatie kunt verfijnen wanneer je maar wilt. Je kunt het eenvoudig aanpassen en personaliseren met slechts een paar tikken.
- 4 Nog gebruiksvriendelijker:** De vernieuwde met Bluetooth functionaliteit uitgeruste besturing maken het nog gemakkelijker om het pak in te stellen, te activeren en aan te passen. Zoeken naar nieuwe batterijen is niet meer nodig: beide eenheden zijn volledig oplaadbaar.

De app geeft jou nog meer controle.

Activeer, controleer en pas de instellingen eenvoudig aan. De intuïtieve nieuwe gebruikersapp biedt de mogelijkheid om de evolutie van je gezondheidstoestand en het aantal uitgevoerde stimulaties eenvoudig bij te houden.

Hoe het werkt.

Ontdek hoe neuromodulatie spasticiteit kan verlichten

Het pak is ontworpen om gespannen spieren te verlichten door gebruik te maken van een gekende techniek genaamd neuromodulatie.

De 50 ingebedde elektroden van het pak sturen zachte, nauwelijks waarneembare pulsen naar

zowel de spastische spieren als de verzwakte spieren die worden tegengewerkt door de spastische spieren. Deze pulsen ontspannen de gespannen spieren en heractiveren de zwakke spieren, waardoor het evenwicht van de spiergroep wordt hersteld en het lichaam weer op de juiste manier kan bewegen.



Wat je kan verwachten

Hoe past de suit in jouw dagelijkse omgang met spasticiteit.

1 Testen

Zodra een zorgprofessional bevestigt dat het pak geschikt is voor jou of je dierbare, breng je een bezoek aan een geselecteerde Vigo vestiging waar getrainde experts je laten zien hoe je het pak gebruikt en het afstemmen op jouw specifieke symptomen. Je krijgt ook de kans om het pak mee naar huis te nemen om tijdens een korte periode in je eigen omgeving verder te testen.

2 In je eigen omgeving

Na de training en personalisatie kunnen de meeste gebruikers het pak thuis gaan gebruiken, als aanvulling op de standaardbehandelingen zoals kinesithérapie, manuele therapie, fysiotherapie en medicijnen.

3 Geen ups-and-downs

In tegenstelling tot therapieën die na verloop van tijd minder effectief worden of regelmatige ziekenhuisbezoeken vereisen, helpt het pak de spasticiteitssymptomen langdurig onder controle te houden..

4 Blijf in contact met je zorgprofessional

Jaarlijks plannen we een contactmoment om je pak te controleren en te evalueren hoe het je beïnvloedt.

5 Zet reguliere behandelingen verder

Regelmatige stimulatie kan gebruikers helpen hun lichaam meer ontspannen te houden. Dit kan jou of je dierbare helpen de best mogelijke resultaten te behalen uit fysieke activiteiten of oefentherapie.

Blijf consistent om de resultaten te behouden.


Tenzij een zorgprofessional anders aanbeveelt, moet het pak om de twee dagen een uur worden gedragen. Regelmatige stimulatie kan helpen de effecten van het pak op de spasticiteit van jou of je dierbare te behouden.

**60
min**

om de 2 dagen

”
Met de
exopulse suit
is opnieuw meer
mogelijk.

Ricky





Veelgestelde vragen.

Zijn er gekende bijwerkingen door het dragen van de suit ?

Er zijn meldingen van huidirritatie en brandwonden onder de elektroden bij het gebruik van transcutane stimulators.

Kan de suit naast andere standaard behandelingen voor spasticiteit worden gebruikt ?

In de meeste gevallen wel, maar raadpleeg altijd een zorgprofessional om te zorgen dat dit geschikt is voor jou of je dierbare. Met goedkeuring van een zorgprofessional kunnen de meeste gebruikers van het pak ook doorgaan met hun kinesitherapie, oefenprogramma's of andere activiteit-gerichte behandelingsregimes en medicatie voor spasticiteit.

Bespreek het pak met je arts als jij of je dierbare momenteel botuline toxine-injecties krijgt of orale medicatie voor spasticiteit voorgeschreven heeft gekregen.

Van welk materiaal is de suit gemaakt ?

Het pak is gemaakt van een rekbaar, licht, materiaal uit één laag dat comfort en flexibiliteit biedt, en ook duurzaam is. Het is ontworpen om eenvoudig te dragen en aan- en uit te trekken.

Wordt het pak doorgaans gedekt door verzekering en/of vergoed door nationale gezondheidssystemen ?

De financiële dekking voor het pak varieert, afhankelijk van waar je woont, je leeftijd, je diagnose en andere factoren. Voor meer informatie over de mogelijke kosten van het gebruik van het pak, neem contact op met een lokale exopulse expert.

Is het pak geëvalueerd in onafhankelijke klinische studies ?

De effectiviteit van het pak is geëvalueerd in verschillende klinische onderzoeksprogramma's, waaronder zowel onafhankelijke studies als studies gesponsord door Ottobock.

Als je meer wilt weten over de resultaten van deze studies, neem dan contact op met een Exopulse expert.



Machinewasbaar

De jas en broek kunnen tot 60 keer gewassen worden in een wasmachine thuis.



Controle units mogen NIET gewassen worden

Dit kan de tweejarige garantie op het pak ongeldig maken.

Contraindicaties.

Gebruik de suit NIET:

- Samen met elektronische levensondersteuningsapparatuur, bv. pacemakers
- Samen met ECG apparatuur

Er is een risico dat het pak de werking van de hierboven genoemde soorten apparatuur verstoort.

Gebruik het pak niet zonder eerst een arts te raadplegen bij één van de volgende gevallen:

- Hartziekten of andere gerelateerde aandoeningen
- Kanker
- Infectieziekten
- Koorts
- Epilepsie
- Huidziekten, uitslag en andere huidproblemen
- Gelijktijdig gebruik met een ander medisch elektrisch hulpmiddel

i Gebruik in verband met de bovenstaande scenario's of voorwaarden kan de gebruiker blootstellen aan onnodig risico en is daarom voor eigen risico van de gebruiker.





Klaar om je leven weer in beweging te brengen?

Plan een proefpassing en kijk of het pak kan helpen de spasticiteit van jou of je dierbare te verlichten.

Contacteer ons op **exopulse@vigogroup.eu**

Belangrijke informatie:

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor een publiek buiten de Verenigde Staten. Let op: de producten die hierin worden beschreven zijn niet goedgekeurd door de FDA. Niet alle producten en diensten zijn geregistreerd of beschikbaar voor verkoop in alle landen.

Vigo Ottobock Care
Biezeweg 13
9230 Wetteren
www.vigogroup.eu

Vigo Ottobock Care contactpersoon
Michele Coppens
exopulse@vigogroup.eu