

Doorgaans worden er bij de behandeling van brandwonden en littekens drukkledij en/of siliconen voorgeschreven. We geven hierbij enkele basisregels mee in verband met gebruik en onderhoud van de desbetreffende producten.

## • algemeen

- Laat de crème goed intrekken en masseer voldoende vooraleer je silicone, orthese of drukkledij aandoet.
- Progressief opbouwen tot het gevraagd aantal uren bereikt is.  
Voorbeeld: eerste dag : 2 uur  
tweede dag: 4 uur  
en na 2 weken 23/24 uur
- Let op!  
De regels in deze flyer zijn richtlijnen. Indien de dokter anders vermeld, geef dan zeker voorrang aan het advies van de dokter!
- Indien u problemen ondervindt, maak dan een afspraak met de bandagist

JAN SEVENANTS

jan.sevenants@vigogroup.eu | 02 443 24 38

ADELIEN DENYS

adelien.denys@vigogroup.eu | 02 443 24 38



## Onze vestigingen

Meer informatie ? Surf naar onze website of neem contact op met één van onze verstrekkers.

| VIGO Wetteren |  
Biezeweg 13  
9230 Wetteren  
09 292 20 00

| VIGO Brussel |  
Zone1, Researchpark 10  
1731 Zellik  
02 467 15 11

| VIGO Antwerpen |  
Herentalsebaan 414-416  
2100 Deurne  
03 322 66 99

| VIGO Antwerpen Zuid |  
Boomsessesteenweg 135  
2610 Wilrijk  
03 440 69 87

| VIGO Turnhout |  
Steenweg op Oosthoven 92  
2300 Turnhout  
014 45 43 00

| VIGO Tienen |  
Leopoldvest 58  
3300 Tienen  
016 81 13 80

| VIGO Sterrebeek |  
Mechelsesteenweg 333  
1933 Sterrebeek  
02 759 92 17

| VIGO Hasselt |  
G. Verwilghensingel 4  
3500 Hasselt  
089 32 91 50

| VIGO Roeselare |  
Diksmuidsesteenweg 93  
8870 Izegem  
051 43 11 00

| VIGO Kortrijk |  
Groeningelaan 10  
8500 Kortrijk  
056 25 61 87

| VIGO Gent |  
Zwijnaardsesteenweg 488  
9000 Gent  
09 292 21 88

| VIGO Gasthuisberg |  
Herestraat 49  
3000 Leuven  
016 74 15 67

| VIGO Leuven |  
Interleuvenlaan 60  
3001 Heverlee  
016 40 60 50

| VIGO Pellenberg |  
Weligerveld 1  
3212 Pellenberg  
016 74 15 67

| VIGO Genk |  
Vaartstraat 4  
3600 Genk  
089 32 91 50

| VIGO winkel Gent |  
Maaltebruggestraat 288 B1  
9000 Gent  
09 222 70 66

| VIGO Namur |  
Av. du Prince de Liège 174  
5100 Jambes  
081 74 28 31

| VIGO Bruxelles |  
Zone1, Researchpark 10  
1731 Zellik  
02 467 15 11

 **VIGO**

**ottobock.**



beknopte handleiding rond  
behandeling **‘brandwonden’**


## • Silicone

Onderhoud :

- voor reiniging:
  - dagelijks wassen
  - gebruik neutrale zeep. De zeep zeer goed afspoeien.
- voor desinfecteren:  
koken gedurende 2 min.
- algemeen:
  - 23/24u, niet in de douche
  - indien niet in gebruik, de silicone plakken op een plastic zak.
  - de hoeken steeds rond knippen
  - 1 silicone-sheet gebruiken gedurende 7 à 8 weken



Dit is een sandwichspalk.  
Het onderdeel uit silicone mag  
gedesinfecteerd worden door  
middel van kokend water.



*Maak een afspraak met de bandagist wanneer de silicone bijna versleten is.*

## • Drukkledij

Onderhoud :

- wasmachine:
  - programma delicate kledij/zijde/ ...
  - 30°, max 40° met vloeibaar wasmiddel
  - mag dagelijks gewassen worden
- Nooit in de droogkast, best laten drogen in de schaduw op een droogrekje (zonder wasknijpers)
- Nooit zelf knippen in de kledij



Aandoen met behulp van een groene aantrekkzak :

1. de zak over been (of arm) trekken
2. drukkledij voldoende hoog aandoen
3. zak onder de kledij uit trekken: de oranje lus aan de aantrekkzak kan aan een klink gehaakt worden om het uit trekken te vergemakkelijken

*Wanneer de vezels van de kledij hun "rek" verloren zijn en de kledij niet meer voldoende druk geeft of de naden versleten zijn, maak dan een afspraak met de bandagist. Ook als uw kind gegroeid is, u verdikt of vermagerd bent.*

## • Orthese

Onderhoud :

- voor reiniging van de **bandages**:
  - koud wassen met de hand of in de wasmachine. Bij deze laatste optie de velcro sluiten, om beschadiging van andere kledij te voorkomen.
- SILICONE:
  - voor reiniging & desinfecteren van het silicone onderdeel uit de **orthese**: koken gedurende 2 min.
- UVEX:
  - plastic onderdelen mogen met water en milde zeep gewassen worden
  - om vervorming te voorkomen, de UVEX nooit heet laten worden.
- MASKER:
  - 23/24u dragen
  - open het masker dmv het "klik-systeem" en laat de velcro's gesloten. Zo heb je steeds dezelfde druk.
- SANDWICHSPALK:
  - 's nachts dragen en wanneer in rust
- MINERVE:
  - 23/24u dragen



*Maak een afspraak met de bandagist wanneer de orthese versleten is of niet meer past.*