

# Levenschte covers en protheses

Manueel vervaardigd uit silicone  
met oog voor de kleinste details





- 3 Siliconen arm- en beencovers
- 4 Siliconen voorvoetprothese
- 5 Siliconen hand- en vingerprotheses
- 6 De voordelen van Silicone
- 7 Eigen ontwerp van tattoo's

# Wat zijn siliconen covers?

Een siliconen cover is een hoes die over een been- of armprothese wordt geplaatst.



## SILICONEN ARM- EN BEENCOVERS

Door de kenmerken van de valide ledemaat (kleur, aders, sproetjes, haar, moedervlek, etc.) te spiegelen naar de siliconen cover doen we ons uiterste best om die er zo realistisch mogelijk te laten uitzien. Deze natuurlijke look is voor heel wat mensen psychologisch erg belangrijk om hun beperking te aanvaarden.

Bij siliconen armcovers creëer je dankzij de siliconen hand ook een extra steunpunt, wat bijvoorbeeld kan helpen bij het fixeren van een blad papier tijdens het schrijven of bij het vasthouden van voorwerpen. Zo zijn siliconen armcovers ook in beperkte mate functioneel.

**“Het levensechte karakter van mijn prothese is mentaal heel erg belangrijk voor mij.”**

Ahmed - 39 jaar



**“Met mijn voorvoetprothese sta ik steviger en kan ik veel makkelijker kracht zetten. Dat helpt me bij mijn job als heftruckbestuurder.”**

Pascal - 43 jaar

## SILICONEN VOORVOETPROTHESE

### Wat is een voorvoetprothese?

Een siliconen voorvoetprothese vervulde het als het ware het geamputeerde deel van de voet, zodat we tot een mooi esthetisch geheel komen

### Welke functies vervult een voorvoetprothese?

Het doel van een voorvoetprothese is voornamelijk om de mobiliteit van de gebruiker te bevorderen. Dankzij een voorvoetprothese is het opnieuw mogelijk om op een natuurlijke manier te stappen.

Dat komt doordat de prothese extra steun biedt wat de natuurlijke afrol van de voet bevordert. Afhankelijk van het amputatieniveau kunnen we een voorvoetprothese ook combineren met een orthese om nog dynamischer te kunnen stappen.

Ook op esthetisch vlak kan een voorvoetprothese mentaal een belangrijke rol spelen.

### Dit is mogelijk met een voorvoetprothese:

- Veilig en comfortabel stappen
- Veilig recht staan
- Gewone schoenen dragen
- Dagelijkse activiteiten uitoefenen

## SILICONEN HAND- EN VINGERPROTHESES

### Wat zijn siliconen vingers en partiële handprothesen?

Siliconen vingers en partiële handprothesen “vervangen” als het ware het geamputeerde deel van een vinger of van de hand.

### Welke functies vervullen siliconen vingers en partiële handprothesen?

Net als bij de arm- en beencovers vervullen deze prothesen allereerst **een esthetische functie**. De silicone vinger- en handprothesen zijn dusdanig realistisch dat ze vaak niet of niet meteen worden opgemerkt door derden.

Daarnaast bieden deze prothesen ook enige extra functionaliteit **doordat ze de grijpfunctie van de getroffen hand uitbreiden** en ook als tegengewicht of steun kunnen dienen tijdens het vastpakken en vasthouden van voorwerpen.

“Dankzij mijn  
vingerprothesen  
kan ik opnieuw  
hoorn spelen”

Geert - 56 jaar



# De voordelen van silicone

Waarom gebruiken we nu eigenlijk net silicone voor het maken van covers, hand-, vinger- en voetprotheses? Waarom geen ander materiaal?

We zetten **de voordelen van silicone** even voor u op een rijtje.

1

## Comfortabel

Silicone voelt natuurlijk en comfortabel aan. Als silicone direct op de huid over een litteken wordt gedragen helpt dit het litteken soepel te houden en voorkomt het verdikking en verstrenging van het litteken.

2

## Onderhoud

Silicone is **makkelijk te reinigen** met warm water en pH-neutrale zeep

3

## Bestendigheid

Silicone is **bestand tegen water en temperatuurschommelingen**. Zo bent u zeker dat uw prothese of cover mits de nodige zorg in optimale conditie blijft.

4

## Geurloos

Geen vervelende geurtjes met silicone bij goed onderhoud en hygiëne. Bovendien is **silicone erg huidvriendelijk** en is het een materiaal dat ademt.

5


## Kleurmogelijkheden

Met silicone kunnen we ervoor zorgen dat **de huidskleur van uw cover of prothese quasi identiek is aan uw eigen huidskleur**. Het verschil is nauwelijks waarneembaar mits de valide ledemaat niet verkleurt door bijvoorbeeld het zonlicht.

6

## Afwerking


Naast de uitgebreide kleurmogelijkheden **kunnen we met silicone ook aders, sproetjes, nagels, etc. perfect nabootsen**.



## EIGEN ONTWERP VAN TATTOO

We kunnen eender welk ontwerp op uw  
siliconen arm- of beencover aanbrenen!

Kleur, zwartwit, een dier of een speciaal  
symbool? Alles is mogelijk op voorwaarde  
dat de afbeelding haarscherp is, een witte/  
transparante achtergrond heeft en niet te  
groot is. Inspiratie opdoen kan via  
[www.pngtree.com](http://www.pngtree.com)



# Onze vestigingen

## | VIGO Wetteren |

Biezeweg 13  
9230 Wetteren  
09 292 20 00

## | VIGO Antwerpen |

Herentalsebaan 414 - 416  
2100 Deurne  
03 322 66 99

## | VIGO Turnhout |

Steenweg op Oosthoven 92  
2300 Turnhout  
014 45 43 00

## | VIGO Sterrebeek |

Mechelsesteenweg 333  
1933 Sterrebeek  
02 759 92 17

## | VIGO Roeselare |

Diksmuidsesteenweg 93  
8870 Izegem  
051 43 11 00

## | VIGO Gent |

Zwijnaardsesteenweg 488  
9000 Gent  
09 292 21 88

## | VIGO Namur |

Av. du Prince de Liège 174  
5100 Jambes  
081 74 28 31

## | VIGO Brussel |

Zone1, Researchpark 10  
1731 Zellik  
02 467 15 11

## | VIGO Antwerpen Zuid |

Boomssesteenweg 135  
2610 Wilrijk  
03 440 69 87

## | VIGO Tienen |

Leopoldvest 58  
3300 Tienen  
016 81 13 80

## | VIGO Hasselt |

G. Verwilghensingel 4  
3500 Hasselt  
089 32 91 50

## | VIGO Kortrijk |

Groeningelaan 10  
8500 Kortrijk  
056 25 61 87

## | VIGO Bruxelles |

Zone1, Researchpark 10  
1731 Zellik  
02 467 15 11

## | VIGO Leuven |

Interleuvenlaan 60  
3001 Heverlee  
016 40 60 50

## | VIGO Genk |

Vaartstraat 4  
3600 Genk  
089 32 91 50

## | VIGO Gasthuisberg |

Herestraat 49  
3000 Leuven  
016 74 15 67

## | VIGO Pellenberg |

Weligerveld 1  
3212 Pellenberg  
016 74 15 67

## | VIGO winkel Gent |

Maaltebruggestraat 288 B1  
9000 Gent  
09 222 70 66